

Ława grzewcza do aparatu Soxhleta

Model E4 oraz E6



Ławy grzewcze o wszechstronnym zastosowaniu laboratoryjnym. Mogą być wykorzystywane do ekstrakcji, destylacji, odparowywania itp. Odpowiednie do kolb okrągłodennych i płaskodennych o pojemności od 250-500ml. Posiadają wbudowane kontrolery mocy grzewczej indywidualne dla każdego stanowiska (6- lub 4- stanowiskowe). Wyposażone w wytrzymałą obudowę odporną na działanie substancji chemicznych. Każde urządzenie posiada uziemienie zabezpieczające użytkownika przed porażeniem w przypadku zalania elementu grzewczego.

Specyfikacja

| Model | E-6 | E-4 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| Zakres temperatury | 40 - 450°C | |
| Ilość pozycji | 6 | 4 |
| Pobór mocy | 6x450W | 4x450W |
| Wymiary płyty grzewczej | średnica 85mm. | średnica 85mm. |
| Wymiary WxHxD: | 80x17x20cm | 60 x 17 x 21 cm |
| Kontrola temperatury | Analogowa | Analogowa |
| Źródło zasilania | AC 230V/50Hz | |