

## Ława grzewcza do aparatu Soxhleta

### Model E4 oraz E6



Ławy grzewcze o wszechstronnym zastosowaniu laboratoryjnym. Mogą być wykorzystywane do ekstrakcji, destylacji, odparowywania itp. Odpowiednie do kolb okrągłodennych i płaskodennych o pojemności od 250-500ml. Posiadają wbudowane kontrolery mocy grzewczej indywidualne dla każdego stanowiska (6- lub 4- stanowiskowe). Wyposażone w wytrzymałą obudowę odporną na działanie substancji chemicznych. Każde urządzenie posiada uziemienie zabezpieczające użytkownika przed porażeniem w przypadku zalania elementu grzewczego.

### Specyfikacja

Model	E-6	E-4
Zakres temperatury	40 - 450°C	
Ilość pozycji	6	4
Pobór mocy	6x450W	4x450W
Wymiary płyty grzewczej	średnica 85mm.	średnica 85mm.
Wymiary WxHxD:	80x17x20cm	60 x 17 x 21 cm
Kontrola temperatury	Analogowa	Analogowa
Źródło zasilania	AC 230V/50Hz	