



Model MCH400-RE



Model MCH400-SE, MCH400-SB

Podgrzewacze laboratoryjne - płyty grzewcze serii MicroHeat Ultra

Cechy MicroHeat Ultra:

- Cyfrowy wyświetlacz LCD wskazujący wybraną i rzeczywistą wartość temperatury oraz czas (alarm dźwiękowy).
- Sterowanie mikroprocesorowe
- Kontrola temperatury za pomocą wbudowanej sondy PT100
- Wysoka precyzja regulacji temperatury, nawet w niskich zakresach temperatury do 30°C.
- Informacja na wyświetlaczu o wysokiej temperaturze płyty roboczej, która zapewnia ochronę przed oparzeniami.
- Klawiatura membranowa do wprowadzania danych
- Pamięć ostatnio zadanych parametrów w przypadku wyłączenia lub braku zasilania

Specyfikacja techniczna			
Model	MCH400-RE	MCH400-SE	MCH400-SB
Grzanie			
Moc grzania	1000 W	2000 W	2000 W
Zakres temperatury	20 – 400°C		
Rozdzielczość temperatury	0.5°C		
Dokładność	+/-1		
Timer	0 – 120 minut		
Dane ogólne			
Materiał płyty grzewczej	Stal nierdzewna AISI 304		
Wymiary stanowiska roboczego	200 x 400	320 x 320	400 x 400
Wymiary netto	220 x 525 x 145	360 x 460 x 145	410 x 570 x 145
Waga	9.6 kg	13.5 kg	20 kg
Klasa ochrony	IP52		
Akcesoria (dostępne opcjonalnie)	zewnątrzny czujnik Pt100, płyta z prętem mocującym, łapa uniwersalna		

Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia