



## Łaźnia wodna z wytrząsaniem model BS127E, BS145E

**Model BS127E, BS145E**

### Cechy łaźni wodnych z wytrząsaniem model BS127E, BS145E:

- Łaźnia wodna z wytrząsaniem horyzontalnym, typ ruchu posuwisto-zwrotny
- Zbiornik wewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, obudowa zewnętrzna wykonana z metalu pokrytego farbą epoksydową odporną na niekorzystne warunki otoczenia.
- Temperatura kontrolowana mikroprocesorowo, za pomocą wbudowanego czujnika temperatury
- Cyfrowy wyświetlacz LCD wskazujący wybraną i rzeczywistą temperaturę oraz prędkość.
- Klawiatura membranowa do wprowadzania danych
- Podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem:
  - automatyczne odcięcie zasilania w przypadku niewystarczającej ilości płynu lub w momencie gdy temperatura przekroczy wartość maksymalną.
  - alarm akustyczny informujący o przekroczeniu zaprogramowanej temperatury o 5°C. Następuje automatyczne odcięcie grzania; praca zostaje wznowiona, gdy temperatura się obniży.
- Ostrzeżenie przed wysoką temperaturą – włącza się na wyświetlaczy gdy temperatura zbiornika przekroczy 45°C.
- Pamięć ostatnio zadanych parametrów w przypadku wyłączenia lub braku zasilania.
- Włącznik zasilania zabezpieczony przed zalaniem.
- Kranik do szybkiego opróżniania zbiornika łaźni.
- Uchwyt do łatwego przenoszenia.
- Możliwość zamontowania uniwersalnej platformy rolkowej do wytrząsania butelek, kolb i innych naczyń lub perforowanej platformy do kolb Erlenmeyera.

Specyfikacja techniczna		
Model	BS127E	BS145E
Termostatowanie		
Pojemność zbiornika	27 litrów	45 litrów
Moc grzania	1600 W	3200 W
Zakres temperatury	5°C powyżej temperatury otoczenia do 100°C	
Rozdzielczość temperatury	0.1°C	
Mieszanie		
Moc	50 W	
Rodzaj ruchu	Posuwisto-zwrotny	
Amplituda wytrząsania	40 mm	
Zakres prędkości obrotów	10 – 100 rpm	
Rozdzielczość prędkości	5 rpm	
Dane ogólne		
Materiał zbiornika	Stal nierdzewna AISI 304	
Wymiary wewnętrzne	35 x 26 x 17 cm	49 x 45 x 17 cm
Wymiary zewnętrzne	65 x 40 x 40 cm	73 x 60 x 40 cm
Waga	20 kg	27 kg
Klasa ochrony	IP52	
Akcesoria (dostępne opcjonalnie)	<ul style="list-style-type: none"><li>- pokrywa dwuspadzista ze stali nierdzewnej z uchwytem,</li><li>- uniwersalna platforma rolkowa z 5 rolkami (<i>montowana fabrycznie</i>)</li><li>- platforma perforowana do uchwytów na kolby Erlenmeyera,</li><li>- uchwyty do kolb:<ul style="list-style-type: none"><li>- 50 ml (max.30 szt.), 100 ml (max. 20 szt.), 250 ml (max.12 szt.), 500 ml (max. 9 szt.), 1000ml (max 6 szt.)</li></ul></li><li>- sprężyny mocujące (2 ) do kolb, naczyń itp.</li></ul>	

Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia

## Akcesoria:

