

## Chłodząca łaźnia wodna z wytrząsaniem seria C



### Cechy łaźni wodnej BSC127E:

- Chłodząca łaźnia wodna z wytrząsaniem horyzontalnym
- Zbiornik wewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304, obudowa zewnętrzna wykonana z metalu pokrytego farbą epoksydową odporną na niekorzystne warunki otoczenia
- Temperatura regulowana mikroprocesorowo za pomocą wbudowanego czujnika temperatury
- Cyfrowy wyświetlacz LCD wskazujący wybraną i rzeczywistą prędkość oraz temperaturę
- Klawiatura membranowa do wprowadzania danych
- Cichy i bezwibracyjny kompresor niezawierający freonu o mocy chłodzenia 1/5 HP
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem, automatyczne odcięcie zasilania w przypadku niewystarczającej ilości płynu lub w momencie gdy temperatura przekroczy wartość maksymalną
- Ostrzeżenie przed wysoką temperaturą – włącza się na wyświetlaczu gdy temperatura zbiornika przekroczy 45°C
- Pamięć ostatnio zadanych parametrów w przypadku wyłączenia lub braku zasilania
- Włącznik zasilania zabezpieczony przed zalaniem
- Kranik do szybkiego opróżniania zbiornika łaźni
- Uchwyt do łatwego przenoszenia
- Możliwość zamontowania uniwersalnej platformy rolkowej do wytrząsania butelek, kolb i innych naczyń lub perforowanej platformy do kolb Erlenmeyera.

Specyfikacja techniczna	
Model	BSC127E
<b>Termostatowanie</b>	
Pojemność maksymalna	27 L
Moc grzania	1600 W
Moc chłodzenia	300 W
Zakres temperatury	10 - 100°C
Rozdzielczość temperatury	0.1°C
<b>Mieszanie</b>	
Moc mieszania	50 W
Rodzaj ruchu	horyzontalny
Amplituda	40 mm
Zakres prędkości obrotów	10-100 rpm
Rozdzielczość prędkości	5 rpm
<b>Dane ogólne</b>	
Materiał zbiornika	Stal nierdzewna AISI 304
Wymiary wewnętrzne	35 x 26 x 17 cm
Wymiary zewnętrzne	85 x 40 x 40 cm
Waga	30 kg
Klasa ochrony	IP52
Akcesoria (dostępne opcjonalnie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pokrywa ze stali nierdzewnej z uchwytem,</li> <li>- uniwersalna platforma rolkowa z 5 rolkami (<i>montowana fabrycznie</i>)</li> <li>- platforma perforowana do uchwytów na kolby Erlenmeyera,</li> <li>- uchwyty do kolb: 50 ml (max.30 szt.), 100 ml (max. 20 szt.), 250 ml (max.12 szt.), 500 ml (max. 9 szt.), 1000ml (max 6 szt.)</li> <li>- sprężyny mocujące (2 ) do kolb, naczyń itp.</li> </ul>

## Akcesoria:

