

## Łaźnia wodna ze zbiornikiem wykonanym z tworzywa sztucznego



### Cechy łaźni wodnych:

- Zbiornik łaźni wykonany z przezroczystego tworzywa sztucznego -pleksiglasu
- Temperatura kontrolowana za pomocą mikroprocesora przez wbudowany czujnik PT110
- Element grzewczy wykonany ze specjalnego stopu stali
- Cyfrowy wyświetlacz LCD z podświetleniem pokazujący wybrany oraz aktualną temperaturę
- Klawiatura membranowa do wprowadzania danych
- Pompa cyrkulacyjna 6l/min (maksymalne ciśnienie 200 mbar) – zapewnia jednorodny rozkład temperatury.
- Podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem:
  - automatyczne odcięcie zasilania w przypadku niewystarczającej ilości płynu lub w momencie gdy temperatura przekroczy wartość maksymalną.
  - alarm akustyczny informujący o przekroczeniu zaprogramowanej temperatury o 2.5°C. Następuje automatyczne odcięcie grzania; praca zostaje wznowiona, gdy temperatura się obniży.
- Ostrzeżenie przed wysoką temperaturą – włącza się na wyświetlaczu gdy temperatura zbiornika przekroczy 45°C.
- Automatyczny restart w przypadku wyłączenia lub braku zasilania.
- Pamięć ostatnio zadanych parametrów.
- Przycisk zasilania ON/OFF dodatkowo zabezpieczony przed rozbryzgami wody.
- Możliwość doposażenia w dodatkowe akcesoria – statywy na próbówki.

Specyfikacja techniczna				
Model	BH608-CE	BH612-CE	BH620-CE	BH627-CE
Termostatowanie				
Pojemność zbiornika	8 litrów	12 litrów	20 litrów	27 litrów
Moc	1600 W			
Zakres temperatury	5°C powyżej temperatury otoczenia do 60°C			
Rozdzielczość temperatury	0.1			
Dokładność temperatury	+/- 0.5°C			
Dane ogólne				
Materiał zbiornika	Methacrylate Plexiglas®			
Wymiary wewnętrzne	17 x 21 x 15 cm	17 x 31 x 15 cm	30 x 31 x 15 cm	30 x 31 x 20 cm
Wymiary zewnętrzne	17 x 40 x 30 cm	17 x 50 x 30 cm	30 x 50 x 30 cm	30 x 50 x 35 cm
Waga	6 kg	9 kg	12 kg	16 kg
Klasa ochrony	IP52			
Akcesoria (dostępne opcjonalnie)	<div>- Statywy na próbówki: 36 próbek - 13 mm; 24 próbówki - 16 mm; 24 próbówki - 20 mm.</div> <div>-Ilość pasujących statywów do pojemności łaźni: 8 L- 1 statyw; 12 L- 1 statyw; 20 L- 3 statywy; 27L- 3 statywy.</div>			

*Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia*

## Akcesoria:

