

## Cyfrowe mieszadła magnetyczne z grzaniem na 5 oraz 9 pozycji serii MultiMix Heat D



Model MMH50E



Model MMH90E

### Cechy Mieszadeł Multimix Heat D:

- Cyfrowy wyświetlacz LCD
- Sterowanie mikroprocesorowe
- 5 lub 9 niezależnych stanowisk grzania i mieszania
- Gładki start mieszania bez względu na ustawioną prędkość
- Przyjazny interfejs umożliwia wygodną kontrolę prędkości na każdym stanowisku
- Klawiatura membranowa do wprowadzania danych
- Pamięć ostatnio zadanych parametrów w przypadku wyłączenia lub braku zasilania
- Płyta stanowiska roboczego wykonana z polerowanego aluminium
- Stopień ochrony: IP53
- Wymiary pojedynczego stanowiska pracy: 100 x 100 mm

Specyfikacja techniczna		
Model	MMH50E	MMH90E
Liczba stanowisk	5	9
Mieszanie		
Maksymalna objętość cieczy	2 litry na jednym stanowisku	
Moc (x ilość stanowisk)	9 W	16 W
Zakres prędkości obrotów	200 - 1200 rpm	
Rozdzielczość prędkości	100 rpm	
Grzanie		
Moc grzania (x ilość stanowisk)	250 W	
Zakres temperatury	30 – 400°C	
Rozdzielczość temperatury	10°C	
Dane ogólne		
Materiał płyty grzewczej	Polerowane aluminium	
Wymiary stanowiska roboczego	100 x 100 mm	
Wymiary netto	360 x 445 x 90 mm	
Waga	6 kg	7 kg
Klasa ochrony	IP53	

*Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia*