



## Łaźnia piaskowa model SB400E

Model SB400E

### Cechy łaźni piaskowej model SB400E:

- Temperatura kontrolowana mikroprocesorowo za pomocą wbudowanego czujnika temperatury.
- Wysoka precyzja regulacji temperatury, nawet w niskich zakresach temperatury do 30°C.
- Cyfrowy wyświetlacz LCD wskazujący wybraną i rzeczywistą temperaturę i czas (alarm dźwiękowy)
- Klawiatura membranowa do wprowadzania danych
- Ostrzeżenie przed wysoką temperaturą – włącza się na wyświetlaczu, gdy temperatura przekroczy 45°C.
- Jednorodny rozkład temperatury na całej powierzchni płyty grzewczej.
- Pamięć ostatnio zadanych parametrów w przypadku wyłączenia lub braku zasilania.
- Możliwość zamontowania zewnętrznego czujnika temperatury Pt100.

Specyfikacja techniczna	
Model	SB400E
<b>Grzanie</b>	
Moc grzania	2000 W
Zakres temperatury	5°C powyżej temperatury otoczenia do 400°C
Rozdzielczość temperatury	0.5°C
Dokładność temperatury	+/- 1°C
Timer	0 – 120 min
<b>Dane ogólne</b>	
Materiał płyty grzewczej	Stal nierdzewna AISI 304
Wymiary płyty grzewczej	320 x 320 mm
Wymiary całkowite	405 x 570 x 180 mm
Waga	14 kg
Klasa ochrony	IP52
Akcesoria (dostępne opcjonalnie)	czujnik zewnętrzny Pt100, pręt podtrzymujący, łożysko uniwersalna

*Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia*

