

Mieszalnik typu „V”

VLAB – 100



Mieszalnik przeznaczony do mieszania materiałów sypkich z wymiennymi pojemnikami 2l, 4l i 8l

Wypolerowane wnętrze powoduje brak osadzania się mieszanej próbki na ściankach oraz znacznie ułatwia czyszczenia pojemnika.

System **„Quick-Click”** służy do szybkiej wymiany pojemników. Idealnie sprawdza się podczas czyszczenia lub wymiany pojemnika.

Cyfrowa kontrola parametrów:

- Kontrola prędkości, nastawa czasu
- Pozycja stop
- 9 programów mieszania




Specyfikacja techniczna

| | |
|---------------------|------------------|
| Model | VLAB-100 |
| Zasilanie | 110/240/260-480V |
| Częstotliwość | 50/60Hz |
| Objętość pojemników | 2l, 4l, 8l |
| Max. zasyp | 50% |
| Waga | 2l – 29kg |
| | 4l – 30kg |
| | 8l – 32kg |



Wymiary



Wymiary w mm:

A: 385

B: 640 (2l); 690 (4l); 720 (8l)

C: 515

D: 285

Dodatkowe informacje

- ✓ Wyświetlacz LCD z cyfrową regulacją kontroli prędkości i czasu
- ✓ 9 programów mieszania
- ✓ Wodoszczelny pojemnik wykonany ze stali AISI 316L
- ✓ Wymienne pojemniki o obj. 2l, 4l i 8l
- ✓ Solidny i wytrzymały silnik
- ✓ Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja
- ✓ Wyprodukowano w EU

Aplikacje



Żywność



Farmacja



Chemikalia



Recykling



Dodatki



Envisense ul. B. Głowackiego 35 20-060 Lublin

tel./fax: +48 81 444 67 16

info@envisense.eu www.envisense.eu