

Kompaktowy inkubator z wytrząsaniem IS-RSDAA

Inkubator z funkcją wytrząsania świetnie wkomponuje się w wolną przestrzeń na blacie laboratoryjnym dzięki swej kompaktowej i zwartej budowie. Po zadaniu wymaganej temperatury i prędkości obrotowej będziemy mieli możliwość obserwować cały proces wytrząsania i inkubacji przez pełne przeszklone drzwi ze szkła hartowanego.



Cechy produktu:

- Uniwersalna platforma z szerokim wyborem akcesoriów
- Precyzyjna kontrola temperatury (od +5°C od temp. otocz. do 80°C)
- Prędkość obrotowa do 300 RPM
- Amplituda wytrząsania 26mm
- Wytrząsanie próbek przy maksymalnym obciążeniu 4 x 1L
- Możliwość umiejscowienia inkubatora na lub pod blatem laboratoryjnym
- Timer 0-999h
- Platforma robocza o wymiarach 350 x 300mm

Specyfikacja techniczna inkubatora z wytrząsaniem	
MODEL	IS-RSDAA
Typ ruchu	wytrząsanie orbitalne
Platforma	Pojedyncza
Zakres temperatury	Od +5°C od temp. otocz. do 80°C
Stabilność temperatury	+/- 0.1°C
Jednorodność temperatury	+/- 0.5°C w 37°C
Prędkość obrotów	30~300 rpm
Nastawa prędkości	±1 rpm
Amplituda wytrząsania	26 mm
Wymiary platformy	350 x 300 mm
Moc grzania	745 W
Timer	0-999 h
Wyświetlacz	LED
Temperatura otoczenia	5°C-40°C
Wymiary wewnętrzne	392 x 330 x 365 mm
Wymiary zewnętrzne	440 x 535 x 550 mm
Waga	50 kg
Stopień ochrony	IP21



Uchwyt na kolby



Uchwyt do mikropłytek 96



Regulowany stojak na probówki



**Miniaturowa uniwersalna platforma
sprężynowa**



**Miniaturowa uniwersalna
platforma sprężynowa**



Uchwyt do butelek



Uchwyt na separator gruszkowy



Mata antypoślizgowa

Rodzaj uchwytu	Numer katalogowy	Specyfikacja	Max pojemność
Uchwyt na kolby	IS-50	Mieści kolbę o pojemności 25 ml	28
	IS-A1	Mieści kolbę o pojemności 50 ml	28
	IS-A2	Mieści kolbę o pojemności 100 ml	15
	IS-A3	Mieści kolbę o pojemności 150 ml	11
	IS-A4	Mieści kolbę o pojemności 200 ml	10
	IS-A5	Mieści kolbę o pojemności 250 ml	9
	IS-A6	Mieści kolbę o pojemności 500 ml	4
	IS-A7	Mieści kolbę o pojemności 1000 ml	4
Uchwyt do mikropłytek 96	IS-A13	Wymiary: 136 x 95 mm	6
Stojak na probówki	IS-A11	Mieści 40 probówek o średnicy Ø14mm	2
	IS-A12	Mieści 40 probówek o średnicy Ø16mm	
	IS-A23	Mieści 40 probówek o średnicy Ø18mm	2
	IS-A24	Mieści 27 probówek o średnicy Ø22mm	
Regulowany stojak na probówki	IS-A20	Mieści 40 probówek o średnicy Ø14mm	2
	IS-A21	Mieści 40 probówek o średnicy Ø16mm	
	IS-A30	Mieści 40 probówek o średnicy Ø18mm	2
	IS-A31	Mieści 27 probówek o średnicy Ø22mm	2
	IS-A32	Mieści 21 probówek o średnicy Ø30mm	2
Miniaturowa uniwersalna platforma sprężynowa	IS-A19	Wymiary: 165 x 165 x 80 mm	1
	IS-A27	Wymiary: 350 x 240 x 80 mm	1
Separator gruszkowy	IS-A35	Pojemność: 500ml	2
Uchwyt do butelek	IS-A33	Uchwyt na butelkę 500ml	4
	IS-A34	Uchwyt na butelkę 1000ml	2
Mata antypoślizgowa	IS-A47	Wymiary: 140 x 140 mm	6